

## INFORMACJA MEDYCZNA

Urządzenie DERMAPEN<sup>®</sup> firmy EQUIPMED pozwala na wprowadzanie substancji czynnych w głąb skóry, które oparte jest na zasadzie automatycznego nakłuwania skóry przy pomocy pulsujących igieł. Zabieg wykonany przy użyciu DERMAPEN<sup>®</sup> jest zdecydowanie bardziej komfortowy dla pacjenta a precyzja urządzenia jest nieporównywalna do tradycyjnych metod stosowanych w zabiegach mezoterapii. Niespotykana skuteczność, łatwość i komfort wykonania zabiegu pozwalają lekarzom i pacjentom na całym świecie cieszyć się efektami terapii bez niepożądanych działań ubocznych.

Funkcja automatycznego nakłuwania skóry zastosowana w DERMAPEN<sup>®</sup> zwiększa efektywność zabiegów poprzez podniesienie stopnia przenikania substancji czynnych w skórę, jednocześnie redukując do minimum ból i dyskomfort pacjentów.

### Zastosowanie i efektywność terapii

- widoczne spłycenie zmarszczek
- zmniejszenie widoczności rozstępów
- leczenie blizn potrądzikowych
- leczenie blizn oparzeniowych
- leczenie łysienia

### Mechanizm działania

- stymulacja produkcji kolagenu i elastyny
- stymulacja fibroblastów poprzez działanie czynników wzrostu pochodzenia płytkowego
- poprawa gęstości i elastyczności skóry

Dzięki opatentowanej technologii wibrujących igieł DERMAPEN<sup>®</sup> jest nie tylko bardziej efektywny i bezpieczny niż znane dotąd metody stosowane w mezoterapii. Zabieg z zastosowaniem urządzenia DERMAPEN<sup>®</sup> znacząco skraca również czas leczenia i powrotu pacjenta do codziennych czynności.

Precyzyjnie dobrana głębokość iniekcji (w zakresie od 0,5 mm do 2,5 mm) pozwala na pełną kontrolę wykonywanego zabiegu – inaczej niż w przypadku dermarollerów i mezoterapii wykonywanej przy użyciu strzykawki i igły, tzw. techniką nappage.



## Zalety stosowania DERMAPEN®

- krótki czas zabiegu
- automatyczna kontrola głębokości iniekcji
- mniejszy ból i większy komfort zabiegu dla pacjenta
- krótszy czas rekonwalescencji
- łatwość obsługi
- sterylność zabiegu (wymienne igły)

## Efekty przed i po

- leczenie blizn potrądzikowych



- terapia przeciwstarzeniowa



## Potwierdzona jakość urządzenia

DERMAPEN® to nowa jakość w zabiegach mezoterapii. Niezwykły komfort, precyzję i efektywność wykonywania zabiegu docenili lekarze i pacjenci na całym świecie.

DERMAPEN® zdobył prestiżową nagrodę BEST MEDICAL DEVICE na AESTHETIC SHOW w Las Vegas w kwietniu 2012 roku.



## **Korzystaj tylko z oryginalnego sprzętu**

Jedynym i oryginalnym urządzeniem na polskim rynku działającym na zasadzie automatycznego nakłuwania skóry przy pomocy pulsujących igieł jest DERMAPEN® firmy EQUIPMED. Urządzenie to posiada certyfikat FDA oraz CE. Firma REVISAGE jest wyłącznym dystrybutorem urządzenia i igieł DERMAPEN® na terytorium Polski.



## **Więcej informacji**

- [www.revisage.pl/dermapen](http://www.revisage.pl/dermapen)
- [www.dermapen.com](http://www.dermapen.com)
- [www.equipmed.com/cosmetics/brands/dermapen/dermapen-medical](http://www.equipmed.com/cosmetics/brands/dermapen/dermapen-medical)